

Umrechnungstabelle MPH-IR-in Equasym/Medikinet-Retard/Ritalin LA-Concerta-Einmal/DLAmphetamin-Zweimalgaben

MPH-IR-Einzel dosis	Tagesdosis IR-MPH bei 3-4xGaben	Medikinet Retard® entspricht 2 MPH-IR-Gaben	Ritalin LA® entspricht 2 MPH-IR-Gaben	Concerta® entspricht 4 MPH-IR-Gaben	Equasym Retard® entspricht 3 MPH-IR-Gaben	weil schnell freigesetzt 30%=	DLA 0.2-Saft entspricht 2 MPH-IR-Gaben	in mg	
5mg	15-20mg	10mg(ggf.x2)	10mg(ggf.x2)	18mg	10mg	3mg	2x2-3ml	2x4-6mg	
7,5mg	22.5-30mg	10+5=15mg(ggf.x2)		27mg	20mg	6mg	2x3-4ml	2x6-8mg	
10mg	30-40mg	20mg(ggf.x2)	20mg(ggf.x2)	36mg	30mg	9mg	2x4-5ml	2x8-10mg	
12,5mg	37.5-50mg	20+5=25mg(ggf.x2)			40mg	12mg	2x4-6ml	2x8-12mg	
15mg	45-60mg	30mg(ggf.x2)	30mg(ggf.x2)	54mg	50mg	15mg	2x5-6ml	2x10-12mg	
17,5mg	52.5-70mg	30+5=35mg(ggf.x2)			60mg	18mg	2x6-8ml	2x12-16mg	
20mg	60-80mg	40mg(ggf.x2)	40mg(ggf.x2)	72mg	60 o. 70mg	18 oder 21mg	2x7-8ml	2x14-16mg	