

Umrechnungstabelle Methylphenidat immediate release (MPH-IR) in Equasym®/Medikinet®-Retard/RitalinLA®- Concerta®, Elvanse®-1x o. DLA-Saft, ähnliches gilt für Attentin®

MPH-IR-Einzeldosis	Tagesdosis IR-MPH bei 3-4xGaben	Medikinet Retard® entspricht 2 MPH-IR-Gaben	Ritalin LA® entspricht 2 MPH-IR-Gaben	Equasym Retard®	entsprechen drei MPH-IR-Gaben, weil 30% schnell freigesetzt	Concerta® entspricht 4 MPH-IR-Gaben	Methylphenidat-HCL Neuraxpharm	Elvanse® 1x tägl.	DL-Amphetamin 0.2-Saft entspricht 2 MPH-IR-Gaben	DLA in mg
5mg	15-20mg	10mg (ggf.x2)	10mg (ggf.x2)	10mg	3mg	18mg	18mg	10mg durch Auflösen der 20mg-Tabl in 20ml Wasser, Einnahme von nur 10ml	2x2-3ml	2x4-6mg
7,5mg	22.5-30mg	10+5=15mg (ggf.x2)		20mg	6mg	27mg	1/2 von 54mg = 27mg	20mg	2x3-4ml	2x6-8mg
10mg	30-40mg	20mg (ggf.x2)	20mg (ggf.x2)	30mg	9mg	36mg	36mg	30mg	2x4-5ml	2x8-10mg
12,5mg	37.5-50mg	20+5=25mg (ggf.x2)		40mg	12mg		1/2 von 54mg = 27mg + 18mg= 45mg	40mg	2x4-6ml	2x8-12mg
15mg	45-60mg	30mg (ggf.x2)	30mg (ggf.x2)	50mg	15mg	54mg	54mg	50mg	2x5-6ml	2x10-12mg
17,5mg	52.5-70mg	30+5=35mg (ggf.x2)		60mg	18mg		1/2 von 54mg + 36mg = 63mg	60mg	2x6-8ml	2x12-16mg
20mg	60-80mg	40mg (ggf.x2)	40mg (ggf.x2)	60 o. 70mg	18 oder 21mg	72mg	54+18mg oder 2x36mg= 72mg	70mg	2x7-8ml	2x14-16mg